



889 IC Sample Center – cool

2.889.0020

889 IC サンプルセンタ – cool は、使用できるサンプルがごく少量である場合の適切なオートメーションのソリューションです。889 IC サンプルセンタに対して本製品は更に冷却機能を有しているので、生化学的に重要な、または熱化学的に不安定なサンプルに最適なサンプルチェンジャーです。

納品範囲 2.889.0020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.889.0020	889 IC Sample Center – cool

889 IC サンプルセンタ – cool は、使用できるサンプルがごく少量である場合の適切なオートメーションのソリューションです。889 IC サンプルセンタに対して本製品は更に冷却機能を有しているので、生化学的に重要な、または熱化学的に不安定なサンプルに最適なサンプルチェンジャーです。



1 PCS

6.1608.110

Wash bottle 250 mL to IC Sample Center



2 PCS

6.1807.010

Y-connector for tubing 6-9 mm i.d.



2 PCS

6.1816.070

シリコンチューブ 8/12 mm、1m

IC Sample Center 用



1 PCS

6.1831.010

PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m



2 PCS

6.2041.200

サンプルラック、48 x 11 mL、(アルミニウム製)

48 個のサンプル容器に適した 889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます:
6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材質: アルミニウム (Al)



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2743.107

PP Vials 0.7 mL to IC Sample Center, 100 pieces



1 PCS

6.2743.127

Septum to 6.2743.1XX Si/PTFE



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x




1 PCS

6.2816.200

Air needle 80 mm, black




オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.1562.170	Tefzel transfer tubing 1000 µL	
6.1829.060	シリンジ用キャピラリーセット IC Sample Center用	
6.2743.100	PP Vials 0.7 mL to IC Sample Center, 1000 pieces	
6.2743.110	PP Vials 0.3 mL to IC Sample Center, 1000 pieces	

6.2743.117 PP Vials 0.3 mL to IC Sample Center, 100 pieces



6.2743.120 Septum to 6.2743.1XX Si/PTFE



6.2816.210 キャピラリー付き針、15 μ L
IC Sample Center 用



6.5333.000 IQ/OQ Kit for IC




6.7303.100 ガラスバイアル、1.5 mL、100 個

次のサンプルチェンジャーでの使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。



6.7303.110 67303100 用セプタム、100 個

次のサンプルチェンジャーにて 67303100 ガラスバイアルと併せての使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。




6.2041.210 サンプルラック、12 x 6 mL、(アルミニウム製)

12 個のサンプル容器に適した889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます:
6.2419.000。

材質: アルミニウム (Al)



6.1448.050 Aluminum septum caps / 1000 pieces



6.2419.000 バイアル 6 mL、1000 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.050 に適合、
1000 個



6.2621.110 Crimping tongs



6.2420.007 スクリューキャップバイアル8 mL、100個

スクリューキャップバイアル8 mL、6.1448.067のスクリューキャップ
に適合、100 個



6.1448.067 セプタム付きスクリューキャップ、100個。

セプタム付きスクリューキャップ、6.2420.007 の 8 mL バイアルに適
合、100個

