



891 Professional Analog Out

2.891.0010

891 プロフェッショナルアナログアウトPUTは、様々なクロマトグラフィーデータをアナログ信号として外部のデータ処理システムに伝達するのを可能にするインテリジェントIC機器の追加モジュールです。

納品範囲 2.891.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.891.0010	891 Professional Analog Out

891 プロフェッショナルアナログアウトPUTは、様々なクロマトグラフィーデータをアナログ信号として外部のデータ処理システムに伝達するのを可能にするインテリジェントIC機器の追加モジュールです。



1 PCS

6.2128.200

Cable 891-Analog



1 PCS

6.2156.070

Cable Extension Module - Professional IC, 1 m

