



919 IC Autosampler plus for CVS

2.919.0120

919 IC Autosampler plus for CVSは、Professional VA/CSV装置およびvivaと一緒に「Cyclic Voltammetric Stripping: サイクリックボルタンメトリックストリッピング」(CVS) を使用して、ブライトナー（「Brightenern」）およびサプレッサー（「Brightenern」）などの電気めっき浴における有機添加物の完全自動測定のための小さなサンプルシリーズに適しています。システムはvivaソフトウェアによって直接制御される、多様な測定方法の中から、自動的にメソッドを変更することができます。共に納品されるサンプルラックには、最高50 mLのサンプルを14個収容します。

919 IC Autosampler plus for CVSでは、ワークスペース全体の組立のための付属品、サンプルラック、接続ケーブルも含めて納品されますが、洗浄機器は含まれません。

納品範囲 2.919.0120

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS 1.919.0020 919 IC Autosampler plus

919 ICオートサンプリングプラスは、中程度のサンプル量におけるラボの要求を満たします。本製品によってメトローム製品の様々なイオンクロマトグラフを自動化することができます。



1 PCS 6.1458.080 Transfer head for 919 IC Autosampler plus for
VA and CVS applications.



1 PCS 6.1803.020 PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m




1 PCS 6.1815.010 Spiral band 0.5 m



2 PCS

6.1826.020

PVC pump tubing (blue/blue)



1 PCS

6.1831.020

PEEK capillary 0.75 mm i.d., 22 cm



1 PCS

6.1835.050

PEEK sample tube



1 PCS

6.2041.490

サンプルラック、28 x 50 mL、(ポリ塩化ビニル製)

28 個のサンプル容器に適した 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2747.010。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.080

キャピラリーカッター

カッターツール、合成樹脂製キャピラリーの簡単な切断用、1/16"および 1/8"、交換刃 5 枚込み。



1 PCS

6.2621.090

1/2 in. wrench



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2739.000

Wrench



2 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



1 PCS

6.2744.080


M6 thread / UNF 10/32 adapter



2 PCS

6.2744.160


Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS

6.2744.290

T connector 3 × UNF 10/32 with holder



4 PCS

6.2747.010

Sample vessel 50 mL



1 PCS

6.2752.110

Holder for T connector to 919 IC Autosampler
plus



1 PCS

6.2833.030

Needle holder 1/8 in. for 863
Compact Autosampler

