



NIRS XDS SmartProbe Module – 2 m fiber

2.921.0610

固体および液体である物質のクオリティをコントロールするための頑丈かつフレキシブルな測定システム

NIRS XDS SmartProbe Analyzer により、固体および液体である物質や製剤を、迅速かつ非破壊的に分析することが可能となります。NIRS XDS SmartProbe Analyzer により、瓶であろうと、袋やその他の入れ物であろうと、それぞれのオリジナルの輸送用容器内にて、直接物質の識別およびクオリティの測定が可能です。頑丈であると同時に人間工学的なデザインにより、NIRS XDS SmartProbe Analyzer は、保管庫やラボでの品質管理には理想的なソリューションです。NIRS XDS SmartProbe Analyzer の使用法は極めて簡単です。測定の際はプローブをサンプル内に入れ、測定ボタンを押します。 Pass/Fail (合否判定) は、測定後すぐにグリップのところで読み取ることができます。

XDS SmartProbe Modul は、ファイバーの長さ 3 m のものもご購入いただけます (注文番号: 2.921.1620)

納品範囲 2.921.0610

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

固体および液体である物質のクオリティをコントロールするための頑丈かつフレキシブルな測定システム

NIRS XDS SmartProbe Analyzer により、固体および液体である物質や製剤を、迅速かつ非破壊的に分析することが可能となります。NIRS XDS SmartProbe Analyzer により、瓶であろうと、袋やその他の入れ物であろうと、それぞれのオリジナルの輸送用容器内にて、直接物質の識別およびクオリティの測定が可能です。頑丈であると同時に人間工学的なデザインにより、NIRS XDS SmartProbe Analyzer は、保管庫やラボでの品質管理には理想的なソリューションです。NIRS XDS SmartProbe Analyzer の使用法は極めて簡単です。測定の際はプローブをサンプル内に入れ、測定ボタンを押します。Pass/Fail (合否判定) は、測定後すぐにグリップのところで読み取ることができます。



XDS SmartProbe Modul は、ファイバーの長さ 3 m のものもご購入いただけます (注文番号: 2.921.1620)

交換用プローブセットには、反射プローブ、半透過プローブ、様々な長さ(2cm、4cm、5cm、10cm)に設定できる固定用ねじを含むスペーサーが含まれています。更に、プローブの保護カバー、六角レンチ、パッキングリングが付属しています。

このセットはXDS SmartProbe AnalyzerおよびXDS Interactance Optiprobe Analyzerの付属品です。

