



NIRS XDS SmartProbe Module – 3 m fiber

2.921.0620

納品範囲 2.921.0620

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.921.0620	NIRS XDS SmartProbe Module – 3 m fiber



交換用プローブセットには、反射プローブ、半透過プローブ、様々な長さ(2cm、4cm、5cm、10cm)に設定できる固定用ねじを含むスペーサーが含まれています。更に、プローブの保護カバー、六角レンチ、パッキングリングが付属しています。

このセットはXDS SmartProbe AnalyzerおよびXDS Interactance Optiprobe Analyzerの付属品です。

