



946 Portable VA Analyzer (scTRACE Gold)

2.946.0010

トレース範囲でヒ素、水銀、銅、鉛、亜鉛、ニッケル、コバルト、鉄、ビスマスまたはアンチモンといった重金属測定するためのポータブル金属アナライザーです。この装置は scTRACE Gold のためのバージョンです。このシステムは、ポテンシオスタットと、内蔵スターラおよび交換可能な電極がついた別個の測定スタンドから構成されています。本装置は、Portable VA Analyzerソフトウェアで操作します。電源は、USBコネクタおよび内蔵の充電式電池を介して供給されます。装置は、必要なすべての付属品がキャリングケースに入って納品されます。

納品範囲 2.946.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.946.0010	946 Portable VA Analyzer

重金属のトレース測定のための内蔵型ポテンシオスタット付きのバッテリー駆動式ポータブル測定装置、付属の測定スタンドと組み合わせて使用。本装置は、Portable VA Analyzerソフトウェアで操作します。



1 PCS

6.01204.000 スターラチップ

946 Portable VA Analyzer 用のスターラチップ。



1 PCS

6.01412.000 プラスチック製サンプルビーカー、5 個

プラスチック製 (ポリエチレン、PP) サンプルビーカー 5~30 mL、目盛り付き 946 Portable VA Analyzer に適合、5 個



1 PCS

6.01562.000 ピペット 5 mL、PE 製、目盛り付き、2 個セット

容量 0.5 mL、1 mL、2 mL、3 mL、4 mL、5 mL用プラスチック製ピペット



1 PCS

6.01562.010 マイクロピペット 100 μ L

ミニマイクロピペット 100 μ L 定量。



1 PCS

6.01620.000 ボトル 30 mL、PP 製、2 個セット

プラスチック製ボトル、ワイドネック、スクリューキャップ付き。



2 PCS

6.01620.010 ボトル 125 mL、PP 製

プラスチック製ボトル、ワイドネック、目盛り付き、ラベル用スペース
およびスクリューキャップ付き。



1 PCS

6.02108.000 ケーブル USB ミニ - USB A、2 m、フェライトコア
2 点付き



1 PCS

6.02117.000 USB 電源装置 5 V / 2.1 A

946 Portable VA Analyzer 用の USB 充電装置。

Power supply unit for the power supply of the 6.1115.100
Optrode if there is no USB connector available for this purpose on
a Metrohm device (e.g. with older devices).



1 PCS 6.02135.000 946 Portable VA Analyzerの測定スタンド用ケーブル



1 PCS 6.02621.000 スパナ 4 mm



1 PCS 6.02707.010 946 Portable VA Analyzer 用のケース

946 Portable VA Analyzer および付属品用のケース



1 PCS 6.02813.000 946 Portable VA Analyzer 用のダミーセル

装置点検のためのダミーセル



1 PCS 6.1258.000 scTRACE Gold (set with 4 pieces)



1 PCS 6.6082.000 Portable VA Analyzer ソフトウェア 1.1




1 PCS 6.5340.010 946 Portable VA Analyzer 用の測定スタンド
(scTRACE Gold) 予備

ベースプレート、透明リング、および測定ヘッドから構成される
scTRACE Gold 用測定スタンド一式。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.01256.000	946 Portable VA Analyzer の測定スタンド用の測定ヘッド (scTRACE Gold) (古いバージョンの装置用) scTRACE Gold による測定のためのビルトインのスターラーを装備した測定ヘッド。	
6.02708.000	946 Portable VA Analyzerの測定スタンド用のベースプレート (古いバージョンの装置用)	
6.02708.010	946 Portable VA Analyzerの測定スタンド用透明リング (古いバージョンの装置用)	
6.01408.000	Oリング 46 x 2.5 mm 946 Portable VA Analyzer の測定スタンド用。2個セット。	



6.01256.010 946 Portable VA Analyzer の測定スタンド用の測定ヘッド (scTRACE Gold)

scTRACE Gold による測定のためのビルトインのスターラを装備した測定ヘッド。



6.01256.020 946 Portable VA Analyzer の測定スタンド用の測定ヘッド (SPE)

スクリーンプリント電極 (*screen-printed electrodes*、SPE) による測定のためのスターラ内蔵の測定ヘッド。



6.02708.020 946 Portable VA Analyzer の測定スタンド用ベースプレート



