



Pt1000 付き Ecotrode Gel

6.00221.600

類似サンプルにおける日常的なpH測定のための内蔵式温度センサー (Pt1000) 付きメンテナンスフリーpH 電極 (ゲル電解質(げるでんかいしつ))。この電極は $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) に保管されており、低濃度イオンの溶液には適していません。

ライフタイムインジケータは、電極の交換時期を早期に表示します。

納品範囲 6.00221.600

Qt.	Order no.	説明
1 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2308.000	Electrolyte KCl (sat.), 250 mL



6.2104.600	Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m
------------	---



6.2104.610	Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 2m
------------	---

