



Pt1000 付き Porotrode (プラグ U)

6.00235.600

納品範囲 6.00235.600

Qt.	Order no.	説明
100 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2104.600 Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m



6.2104.610 Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 2m



6.2318.010 Porolyt 50 mL



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL

