



プラグインヘッドS付きSyntrode (長さ58.0 cm)

6.00249.540

プラグインヘッドS付き複合pH 電極、取り付け長さ 50.0 cm。この電極は、特に以下の用途に適しています:

- STAT滴定等、合成または生体反応における使用
- 高温時
- 長期測定

固定グランドジョイントダイアフラムのおかげで電極は汚れに対して耐性があり、参照内部液用の保管容器を備えています。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 、保存液で保管。

代替: $T > 80^\circ \text{ C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2308.040 Idrolyte (250 mL)



6.2323.000 Storage solution



6.2325.000 pHit kit



