



Pt1000付きSyntrode (長さ51.8 cm)

6.00249.600

Pt1000温度センサー内蔵の複合pH電極、取り付け長さ43.8 cm。

この電極は、特に以下の用途に適しています:

- STAT滴定等、合成もしくは生体反応における使用
- 高温時
- 長期測定

固定グラウンドジョイントダイアフラムのおかげで電極は汚れに対して耐性があり、参照電解質用のリザーバを備えています。

参照電解質: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 、保存液で保管。

代替: $T > 80^\circ \text{ C}$ での測定用参照電解質: イドロライト、イドロライトで保管。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2104.600 Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m



6.2104.610 Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 2m



6.2323.000 Storage solution



6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.1236.050 Sleeve with SGJ 14/12 mm



6.2008.040 保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



6.2325.000 pHit kit



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL



6.2103.150 Adapter red 4 mm plug / 2 mm soc



6.2308.040 Idrolyte (250 mL)

