




Pt1000付きAquatrode Plus (固定式ケーブル)

6.00257.000

低濃度イオンの水性溶媒（例えば飲料水、プロセス水など）におけるpH測定/滴定のためのPt1000温度センサーおよび固定式ケーブル（2.0 m、バナナプラグ 2 mm）内蔵の複合pH 電極、またこのようなサンプルにおいて著しく迅速な応答時間を示します。

固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

ブリッジ電解質として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。

ブリッジ電解質は、塩化物フリーの電解質（例えば硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)) と交換することができ、使用する電解質にて保存します。

納品範囲 6.00257.000

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2323.000	Storage solution
------------	------------------



6.2325.000	pHit kit
------------	----------



6.2310.010	Electrolyte KNO3-1mol/L 250 mL
------------	--------------------------------



6.2103.150 Adapter red 4 mm plug / 2 mm soc



6.2325.100 洗淨液 3 x 50 mL

