



Pt1000 内蔵の複合Fイオン選択性電極

6.00500.600

Pt1000 温度センサー内蔵の結晶膜を有する複合フッ化物選択性電極。
このイオン選択性電極は以下の用途に適しています:

- F^- (10^{-6} mol/Lから飽和点まで) のイオン測定
- 自動イオン測定
- 滴定

参照電解液(さんしょうでんかいえき): $c(KCl) = 3 \text{ mol/L}$
電極は参照電解液(さんしょうでんかいえき) に保管されます。

納品範囲 6.00500.600

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk


6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2104.600	Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m
	
6.2104.610	Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 2m
	
6.02104.600	電極ケーブル プラグヘッド U / プラグ P、0.55 m 電極 (プラグヘッド U) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル
	
6.02104.610	電極ケーブル プラグヘッド U / プラグ P、1.5 m 電極 (プラグヘッド U) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル
	

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

