



電気伝導度測定セル $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、2.0 m)

6.00922.040

セル定数 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (指数) のステンレス製電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。

このセンサーは、脱イオン水などでの低い電気伝導度 (0から300 $\mu\text{S}/\text{cm}$) の測定、またはUSP 645>に則した自動測定に適しています。

納品範囲 6.00922.040

Qt.	Order no.	説明
10 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2324.010	Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL



6.2324.110	Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 5 x 30 mL
------------	---



6.02101.020	測定モジュール 電気伝導度
-------------	---------------

