



電気伝導度測定セル $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、2.0 m)

6.00930.140

セル定数 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ (基準値) の3極式電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。
このセンサーは、以下の液体などにおける高い電気伝導度 (0.1から1000 mS/cm) の自動測定に適しています:

- 海水
- 洗浄水
- 生理溶液

納品範囲 6.00930.140

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

10 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



10 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2301.060	KCl ion standard 250 mL



6.02101.020	測定モジュール 電気伝導度
-------------	---------------

