



Metrosep A Supp 4 - 250/2.0

6.01021.230

マイクロボアカラムMetrosep A Supp 4 - 250/2.0は、非常に高い分離特性を提供する、大変頑丈なカラムです。分離フェーズは、4級アンモニウム基を持ち、かつ直径が9 μm であるポリビニルアルコールの粒子から成ります。この構造により、高い安定性と、ビルトインのフィルタープレートを通過する可能性のある超微粒子に対するより高い耐性が保証されます。Metrosep A Supp 4 - 250/2.0は中規模のイオン交換容量を有し、水質分析におけるあらゆるルーチン作業に特に適しています。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.01021.600	Metrosep A Supp 4 Guard/2.0 Metrosep A Supp 4 Guard/2.0は、陰イオンカラム Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 をサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

