



Metrosep A Supp 19 - 50/4.0

6.01034.450

Metrosep A Supp 19 製品ファミリーは、卓越した分離性能と高い処理能力を特徴としています。シリーズ最短モデルである Metrosep A Supp 19 - 50/4.0 は、超高速分析を必要とするアプリケーション向けに、これらの強みをさらに高めています。極めて短い溶出時間と優れたピーク形状を特徴とするこの分離カラムは、信頼性を損なうことなく最大の処理能力を求める研究室向けに設計されています。

Metrosep A Supp 19 - 50/4.0 は、カラムの長さが短いにもかかわらず、高流量・高圧条件下でも極めて安定した性能を発揮し、Metrosep A Supp 19 シリーズ全体に見られるのと同じ機械的、熱的、化学的堅牢性を確保しています。そのため、速度、安定性、再現性が不可欠な迅速な日常分析において、本製品は理想的な選択肢となります。

Metrosep A Supp 19 - 50/4.0 は、最適化された充填材と高い陰イオン交換キャパシティにより、わずか 4 分で標準陰イオンの測定を確実に行うことができます。その極めて短い稼働時間により非常に高いサンプル処理能力を実現し、受託分析機関、スクリーニングワークフロー、および時間効率の高いイオンクロマトグラフィーが不可欠なあらゆる環境において、大きな利点をもたらします。

納品範囲 6.01034.450

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01034.500	Metrosep A Supp 19 Guard/4.0


