



Metrosep A Supp 19 Guard/2.0

6.01034.600

Metrosep A Supp 19 Guard/2.0 は、マイクロボアMetrosep A Supp 19製品ファミリーの陰イオン分離カラムをサンプルや溶離液からの汚染から確実に保護し、それによってカラムの耐用年数を大幅に延長させます。Metrosep A Supp 19 製品ファミリーの Guard カラムと分離カラムは PEEK 製であり、同じ材料が充填されています。これにより、クロマトグラフィーによる分離効率が一切制限されないことが保証されます。

納品範囲 6.01034.600

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

