



# Metrosep A Supp 20 - 150/4.0

6.01035.420

Metrosep A Supp 20 - 150/4.0は、規制対応や高度な用途において高品質な分離を実現するように設計された、先進的な陰イオンクロマトグラフィーカラムです。その優れた分離効率により、US EPA 300.1 パート A および B、ISO 10304 パート 1 および 4 など、標準陰イオンやオキシハロゲン化物の正確性を伴う測定が必要なメソッドに最適です。さまざまなサンプルタイプにおいて信頼性の高い性能を発揮するため、日常的な分析から適合規則対応陰イオン分析に至るまで、実験室に安定したソリューションを提供します。

耐久性に優れたポリスチレン/ジビニルベンゼン基材を採用した Metrosep A Supp 20 - 150/4.0 は、等度炭酸塩溶離液での稼働に最適化された選択性を備えており、日常的な陰イオンクロマトグラフィーのワークフローにおいて、特に堅牢で使いやすいソリューションを提供します。これにより、優れた長期安定性と、広く確立された IC メソッドとの完全な互換性が保証されます。

Metrosep A Supp 20 - 150/4.0 は、その高い陰イオン交換キャパシティにより、オキシハロゲン化物、標準陰イオン、およびジクロロ酢酸イオンの測定を含む、高キャパシティ陰イオンカラムで通常扱われるあらゆるアプリケーション範囲に対応しています。Metrosep A Supp 20 シリーズの短縮バージョンである 150/4.0 バージョンは、多様なサンプルタイプに対して迅速かつ正確な分析を提供し、ほとんどの測定に対して適しています。

納品範囲 6.01035.420

| Qt.   | Order no.  | 説明               |
|-------|------------|------------------|
| 2 PCS | 6.2744.060 | Threaded stopper |



## オプションアクセサリ

| Order no.   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.01035.500 | Metrosep A Supp 20 Guard/4.0<br><br>Metrosep A Supp 20 Guard/4.0 は、サンプルや溶離液からの汚染物質が分離カラムに侵入するのを防ぐことで、Metrosep A Supp 20 分離カラムを確実に保護します。対応する分離カラムと同じ固定相を充填し、化学的に安定した PEEK 製の本体に収められたこの Guard カラムは、クロマトグラフィーの品質を損なうことなく、カラムの性能を保護し、メインの分析カラムの耐用年数を延ばします。 |

