



Metrosep A Supp 20 - 250/4.0

6.01035.430

Metrosep A Supp 20 - 250/4.0 は、規制関連や分析メソッド主導型アプリケーションにおける高品質な分離のために設計された、先進的な陰イオンクロマトグラフィーカラムです。長いカラムの長さで卓越した分離効率により、US EPA 300.1 パート A および B、ならびに ISO 10304 パート 1 および 4 に準拠した標準陰イオンおよびオキシハロゲン化物の精密測定に最適です。幅広い範囲の水質およびマトリックスタイプにおいて優れた性能を発揮するため、一貫性のある準拠した陰イオン分析を必要とする研究所にとって信頼できる選択肢となります。

耐久性に優れたポリスチレン/ジビニルベンゼン基材を採用した Metrosep A Supp 20 - 250/4.0 は、等度炭酸塩溶離液での稼働に最適化された選択性を備えており、長期にわたる IC 稼働に特に堅牢で使いやすいソリューションを提供します。Metrosep A Supp 20 のロングバージョンは分離度が向上しており、複雑なサンプルマトリックスとの互換性も高めながら、より良い分離性能を提供します。

Metrosep A Supp 20 - 250/4.0 は、環境サンプル、産業廃水、その他の難易度の高いサンプルマトリックスを扱う、要求の厳しいアプリケーションに最適です。高キャパシティ陰イオンカラムで通常扱われる全アプリケーション範囲に対応しており、オキシハロゲン化物、標準陰イオン、ジクロロ酢酸の測定に特化することで、優れたメソッドの堅牢性と分析の柔軟性を提供します。

納品範囲 6.01035.430

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01035.500	Metrosep A Supp 20 Guard/4.0 Metrosep A Supp 20 Guard/4.0 は、サンプルや溶離液からの汚染物質が分離カラムに侵入するのを防ぐことで、Metrosep A Supp 20 分離カラムを確実に保護します。対応する分離カラムと同じ固定相を充填し、化学的に安定した PEEK 製の本体に収められたこの Guard カラムは、クロマトグラフィーの品質を損なうことなく、カラムの性能を保護し、メインの分析カラムの耐用年数を延ばします。

