



Metrosep A Supp 20 Guard/4.0

6.01035.500

Metrosep A Supp 20 Guard/4.0 は、サンプルや溶離液からの汚染物質が分離カラムに侵入するのを防ぐことで、Metrosep A Supp 20 分離カラムを確実に保護します。対応する分離カラムと同じ固定相を充填し、化学的に安定した PEEK 製の本体に収められたこの Guard カラムは、クロマトグラフィーの品質を損なうことなく、カラムの性能を保護し、メインの分析カラムの耐用年数を延ばします。

納品範囲 6.01035.500

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

