



Metrosep C 6 - 100/2.0

6.01051.210

マイクロボアMetrosep C 6カラムの100mmのバージョンは、飲料水などに含まれる標準陽イオンを測定するためのものです。これにより、良好なナトリウム/アンモニウムの分離と保持時間の短縮が実現できます。C 6 の材料は容量が大きいため、多量のサンプルを扱うことが可能となります。

カラムは、IC-MS カップリングでの使用に適しています。

納品範囲 6.01051.210

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2.0 Metrosep C 6 Guard/2.0 には C 6 カラムの材料が含まれており、粒子や汚れから保護します。これにより、分析の分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。Metrosep C 6 Guard/2.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。

