



Metrosep C 6 - 150/2.0

6.01051.220

容量の大きい C 6 の材料により、Metrosep C 6 - 150/4.0 カラムのマイクロボアバージョンは、妥当な保持時間での濃度差の大きい標準陽イオンの分離に最適なソリューションです。アンモニウム含有量の少ない飲料水は、このカラムで測定することができます。

カラムは、IC-MS カップリングでの使用に適しています。

納品範囲 6.01051.220

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2.0 Metrosep C 6 Guard/2.0 には C 6 カラムの材料が含まれており、粒子や汚れから保護します。これにより、分析の分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。Metrosep C 6 Guard/2.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。

