



Metrosep C 6 - 250/2.0

6.01051.230

Metrosep C 6 - 250/2.0は、C 6シリーズの最も容量の大きいマイクロボア陽イオンカラムです。これは、最高の分離性能が必要とされる用途を想定して開発されました。このカラムを用いて、極端に濃度の異なるサンプルを正確に分析することができます。特にナトリウムとアンモニウムはここで非常に良く分離します。

カラムは、IC-MS カップリングでの使用に適しています。

納品範囲 6.01051.230

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2.0 Metrosep C 6 Guard/2.0 には C 6 カラムの材料が含まれており、粒子や汚れから保護します。これにより、分析の分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。Metrosep C 6 Guard/2.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。

