



Metrosep C 6 Guard/2.0

6.01051.600

Metrosep C 6 Guard/2.0 には C 6 カラムの材料が含まれており、粒子や汚れから保護します。これにより、分析の分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。Metrosep C 6 Guard /2.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。

納品範囲 6.01051.600

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

