



6.01403.050用ロッドスターラスリーブ

6.01201.000

滴定ヘッド6.01403.050にホモジナイザーの代わりにロッドスターラを使用するためのロッドスターラスリーブ

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01403.050	強化チップ付きのKFT滴定ヘッド (P&P) OMNIS Sample Robot Pick&PlaceのPick&Place モジュールでのカー ル フィッシャー滴定用の滴定ヘッド。2本の強化された反拡散チップに 加え、滴定ヘッドにはホモジナイザー (Polytron 1300D) またはロッ ドスターラを使用するための開口部が設けられています。



6.01900.030

プロペラスターラー 20 mm ETFE

ロッドスターラー「Titrator」もしくはロッドスターラー「Sample Robot」と併用される、高さ調節が可能なプロペラスターラー 20 mm

