



946 Portable VA Analyzer の測定スタンド用の測定ヘッド (scTRACE Gold) (古いバージョンの装置用)

6.01256.000

scTRACE Gold による測定のためのビルトインのスターラーを装備した測定ヘッド。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.01204.000	スターラチップ

946 Portable VA Analyzer 用のスターラチップ。




6.1258.000 scTRACE Gold (set with 4 pieces)



6.01408.000 Oリング 46 x 2.5 mm

946 Portable VA Analyzer の測定スタンド用。2個セット。



6.02621.000 スパナ 4 mm

