



946 Portable VA Analyzer の測定スタンド用の測定ヘッド (scTRACE Gold)

6.01256.010

scTRACE Gold による測定のためのビルトインのスターラを装備した測定ヘッド。

オプションアクセサリ


Order no.	説明
6.01204.000	スターラチップ

946 Portable VA Analyzer 用のスターラチップ。



6.01408.000 オリング 46 x 2.5 mm

946 Portable VA Analyzer の測定スタンド用。2個セット。



6.02621.000 スパナ 4 mm



6.1258.000 scTRACE Gold (set with 4 pieces)

