



プラスチック (PP) 製サンプルビーカー 250 mL、10 個

6.01400.100

プラスチック (ポリプロピレン、PP) 製サンプルビーカー 250 mL、OMNIS サンプルラック 602041010に適合、10 個。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.02041.010	OMNISサンプルラック、9 x 250 mL、(PP) 9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.01400.000、6.01400.003、6.01400.100。 合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.02601.010 グリッパーフィンガー 43 ～ 65 mm

外径が 43 ～ 65 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー。



6.01403.000 滴定ヘッド 6 x NS14 / 3 x NS9 (P&P)

OMNIS Sample Robot Pick&Place の Pick&Place モジュールで使用するための 6 x NS14 および 3 x NS9 の開口部を有する滴定ヘッド



6.01900.010 プロペラスターラー 30 mm ETFE

ロッドスターラー「Titrator」もしくはロッドスターラー「Sample Robot」と併用される、高さ調節が可能なプロペラスターラー ETFE 30 mm



6.02601.020 グリッパーフィンガー 50 ～72 mm

外径が 50 ～72 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー



6.02710.050 OMNISサンプルビーカー250 mL用Dis-Cover蓋、9個

OMNISサンプルロボットピック&プレイスシステムの250 mLサンプルビーカー6.01400.000、6.01400.003および6.01400.100用Dis-Cover蓋。

