



滴定ヘッド 3xNS14/ 4x6.4mm (P&P)

6.01403.030

2つのドージングチップの取り付けられたOMNIS Sample Robot Pick&Place の Pick&Place モジュールにおいて 120 mL のビーカーを使用するための 3 NS14 および 4 x 6.4 mm の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄用および吸引用チューブの装備の準備。

納品範囲 6.01403.030

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm



2 PCS

6.1446.000

SGJ stopper / B-14/(15)



2 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



2 PCS

6.2726.090

拡散防止バルブ

拡散防止用ビュレットチップ6.1541.XXX、6.1543.130、
6.1543.140、6.1543.150、6.1543.160、6.1543.200



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.1829.050	Replacement tubings for retracted tubings in titration heads and robotic arms	