




滴定ヘッド 2 x NS14 (P&P)

6.01403.040

3 つのドージングチップの取り付けられたOMNIS サンプルロボットピック&プレースのピック&プレースモジュールにおいて使用するための 2 つの NS14 の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄ノズルの装備の準備。吸引チューブは滴定ヘッドにすでに取り付けられています。

納品範囲 6.01403.040

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS 6.1446.000 SGJ stopper / B-14/(15)



4 PCS 6.1808.000 Connection bushing M6



1 PCS 6.1808.230 Adapter M6 / M8 inner



3 PCS 6.2726.090 拡散防止バルブ
拡散防止用ビュレットチップ6.1541.XXX、6.1543.130、
6.1543.140、6.1543.150、6.1543.160、6.1543.200



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.1829.050	Replacement tubings for retracted tubings in titration heads and robotic arms	