



滴定ヘッド 3 x NS14 / 4 x 6.4 mm; 4 x ドージングチップ

6.01403.070

4つのドージングチップの取り付けられたOMNISサンプルロボット のピック&プレイスモジュールにおいて 200 mL のポリプロピレン製使い捨てビーカー (6.1459.310) または 150 mL のガラス製ビーカー (縦型、注ぎ口無し) を使用するための 3 x NS14 および 4 x 6.4 mm の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄用および吸引用チューブの装備の準備。

納品範囲 6.01403.070

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm



2 PCS

6.1446.000

SGJ stopper / B-14/(15)



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1459.310	プラスチック製 (PP) 使い捨てサンプルビーカー、200 mL、1000個	
	プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) 使い捨てサンプルビーカー 200 mL、OMNIS サンプルラック 6.02041.020、サンプルラック 6.2041.370および6.2041.830に適合、1000個。	
6.1829.050	Replacement tubings for retracted tubings in titration heads and robotic arms	