



シリンダーユニット OMNIS スペシャル 20 mL、付属品なし

6.01508.220

OMNIS Titrator、滴定モジュールもしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。このシリンダーユニットは次の溶液に非常に適しています:

- 水性アルカリ溶液
- 滴定試薬 5
- 硝酸銀溶液
- 非水性アルカリ溶液
- 過マンガン酸塩溶液
- EDTA 溶液

ドージングチューブおよび反拡散チップを含まない。

納品範囲 6.01508.220

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.2803.010

Grease (2 g)

