



プロペラスターラー 13 mm ETFE

6.01900.020

ロッドスターラー「Titrator」もしくはロッドスターラー「Sample Robot」と併用される、高さ調節が可能なプロペラスターラー ETFE 13 mm

納品範囲 6.01900.020

Qt.	Order no.	説明
0 PCS	6.2803.000	Grease (1 oz.)



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.01402.000	透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、30 個	
	透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、OMNIS サンプルラック 602041040 に適合、30 個	
6.01403.040	滴定ヘッド 2 x NS14 (P&P)	
	3 つのドージングチップの取り付けられたOMNIS サンプルロボットピック&プレイスのピック&プレイスモジュールにおいて使用するための 2 つの NS14 の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄ノズルの装備の準備。吸引チューブは滴定ヘッドにすでに取り付けられています。	