



OMNISサンプルラック、9 x 250 mL、(PP)

6.02041.010

9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.01400.000、6.01400.003、6.01400.100。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

納品範囲 6.02041.010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.02042.000	ラックラベル用ホルダ (3x)

ラックラベル用ホルダーにより、ラックにはっきりと名前を記してしっかり保管することができます。



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.01400.000	透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、10 個。 透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、OMNIS サンプルラック 602041010 に適合、10 個。	
6.01400.100	プラスチック (PP) 製サンプルビーカー 250 mL、10 個 プラスチック (ポリプロピレン、PP) 製サンプルビーカー 250 mL、OMNIS サンプルラック 602041010に適合、10 個。	
6.01400.003	アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、10 個 アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、OMNIS サンプルラック 602041010 に適合、10 個。	