



OMNISサンプルラック、9 x 200 mL、(PP)

6.02041.020

9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

納品範囲 6.02041.020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.02042.000	ラックラベル用ホルダ (3x)

ラックラベル用ホルダーにより、ラックにはっきりと名前を記してしっかり保管することができます。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1459.310	プラスチック製 (PP) 使い捨てサンプルビーカー、200 mL、1000個 プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) 使い捨てサンプルビーカー 200 mL、OMNIS サンプルラック 6.02041.020、サンプルラック 6.2041.370および6.2041.830に適合、1000個。	
6.01404.020	サンプルビーカー 200 mL 用ビーカーアダプター サンプルビーカー 200 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター	
6.02064.020	サンプルビーカー 200 mL 用ビーカーリテーナー OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガーにサンプルビーカー 200 mLを固定するためのビーカーリテーナー	