




OMNISサンプルラック、25 x 75 mL、(PP)

6.02041.040

25個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.01402.000、6.01402.003、6.1459.400。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

納品範囲 6.02041.040

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.02042.000	ラックラベル用ホルダ (3x)

ラックラベル用ホルダーにより、ラックにはっきりと名前を記してしっかり保管することができます。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.01404.040	OMNISサンプルビーカー 75 mL 用ビーカーアダプター	
	サンプルビーカー 75 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター	
6.01402.000	透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、30 個	
	透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、OMNIS サンプルラック 602041040 に適合、30 個	
6.01402.003	アンバーガラス製サンプルビーカー 75 mL、30 個	
	アンバーガラス製サンプルビーカー 75 mL、OMNIS サンプルラック 602041040 に適合、30 個	
6.1459.400	プラスチック製 (PE) サンプルビーカー75 mL、144個	
	プラスチック製 (ポリエチレン、PE) サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800および6.02041.040 OMNIS サンプルラックに適合、144個。	