



OMNISサンプルラック、9 x 150 mL、(PP)

6.02041.050

9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー、注ぎ口なし)。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

納品範囲 6.02041.050

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.02042.000	ラックラベル用ホルダ (3x)

ラックラベル用ホルダーにより、ラックにはっきりと名前を記してしっかり保管することができます。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01404.050	サンプルビーカー 150 mL 用ビーカーアダプター

