



Ecotrode Gel

6.0221.100

類似サンプルの滴定のためのメンテナンスフリーのpH 電極 (ゲル内部液)。この電極は $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) に保管されており、低濃度イオンの溶液には適していません。ライフタイムインジケータは、電極の交換時期を早期に表示します。

納品範囲 6.0221.100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2308.000 Electrolyte KCl (sat.), 250 mL

