



Solitrode HF

6.0223.100

HF を含む溶液での滴定/測定のための複合pH 電極。頑丈で耐破損性のポリプロピレン製プラスチックシャフト、およびガラスメンブランのための衝撃保護により、機械的に非常に耐性の高い電極となっています。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。

納品範囲 6.0223.100

Qt.	Order no.	説明
100 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2323.000	Storage solution



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL



6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2325.000 pHit kit



6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F


