



Biotrode

6.0224.100

ごく少量のサンプル (>50 uL) および生体サンプルでの測定のための複合pH 電極。

Idrolyt (6.2308.040) は、参照内部液および保存液として使用されます。

納品範囲 6.0224.100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2308.040 Idrolyte (250 mL)



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL

