




Solitrode Pt1000付き (固定式ケーブル 1.2 m)

6.0228.000

Pt1000温度センサー内蔵の複合pH 電極および固定式ケーブル (1.2 m)。電極は、沈殿物、タンパク質、および硫化物を含まない溶液における日常的なpH測定に適しています。頑丈かつ耐破損性のPP製プラスチックシャフト、およびガラスメンブランのための衝撃保護により、機械的に非常に耐性の高い電極となっています。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。

納品範囲 6.0228.000

Qt.	Order no.	説明
100 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2323.000 Storage solution



6.2325.000 pHit kit



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL

