



Ecotrode

6.0232.100

水性酸/塩基滴定のための複合pH 電極。
参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。

納品範囲 6.0232.100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2323.000	Storage solution
------------	------------------



6.2325.000	pHit kit
------------	----------



6.2325.100	洗浄液 3 x 50 mL
------------	---------------



6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F

