



マイクロ電極 (長さ 12.5 cm)

6.0234.100

水性酸/塩基滴定のための細い複合pH電極、直径6 mm、取り付け長さ11.3 cm。
参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 、保存液で保管。

微小電極は、17.8cmの長さの製品番号6.0234.110で入手することもできます。

納品範囲 6.0234.100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F	
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)	
6.2323.000	Storage solution	
6.2325.000	pHit kit	

