



Pt1000付きSyntrode (長さ36.8 cm)

6.0248.600

Pt1000温度センサー内蔵の複合pH 電極、取り付け長さ28.8 cm。この電極は、特に以下の用途に適しています:

- STAT滴定等、合成または生体反応における使用
- 高温時
- 長期測定

固定グランドジョイントダイアフラムのおかげで電極は汚れに対して耐性があり、参照内部液用の保管容器を備えています。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 、保存液で保管。

代替: $T > 80^\circ \text{ C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

納品範囲 6.0248.600

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2325.000	pHit kit



6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)




6.2308.040 Idrolyte (250 mL)



6.2104.600 Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m



6.2104.610 Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 2m



6.2103.150 Adapter red 4 mm plug / 2 mm soc



6.2323.000 Storage solution



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL

