



Pt1000付きAquatrode Plus

6.0257.600

低濃度イオンの水性溶媒（例えば飲料水、プロセス水など）におけるpH測定/滴定のためのPt1000温度センサー内蔵の複合pH電極、またこのようなサンプルにおいて著しく迅速な応答時間を示します。

固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

ブリッジ内部液として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。

ブリッジ内部液は、塩化物フリーの内部液（例えば硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)) と交換することができ、使用する内部液にて保管します。

納品範囲 6.0257.600

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS


6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2103.150	Adapter red 4 mm plug / 2 mm soc
	
6.2104.600	Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m
	
6.2104.610	Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 2m
	
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)
	

6.2310.010 Electrolyte KNO3-1 mol/L 250 mL



6.2323.000 Storage solution



6.2325.000 pHit kit



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL

