




Pt1000付きUnitrode (固定式ケーブル 1.2 m、2 mm)

6.0258.010

内蔵Pt1000温度センサーおよび固定式ケーブル (1.2 m、バナナプラグ直径 2 mm) 付き複合pH電極。これは、特に以下の用途に適しています:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおけるpH測定および滴定
- 高温時
- 長期測定

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

納品範囲 6.0258.010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2308.040	Idrolyte (250 mL)
------------	-------------------



6.2323.000	Storage solution
------------	------------------



6.2325.000	pHit kit
------------	----------



6.2325.100 洗淨液 3 x 50 mL



6.2103.150 Adapter red 4 mm plug / 2 mm soc

