



Pt1000付きUnitrode

6.0258.600

pH 電極/滴定のためのPt1000温度センサー内蔵の複合pH電極。これは、特に以下の用途に適しています:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおけるpH測定および滴定
- 高温時
- 長期測定

固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

納品範囲 6.0258.600

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS



6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2104.600	Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m	
6.2104.610	Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 2m	
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)	
6.2308.040	Idrolyte (250 mL)	

6.2323.000 Storage solution



6.2325.000 pHit kit



6.2325.100 洗淨液 3 x 50 mL

