



Unitrode easyClean、Pt1000付き (固定式 ケーブル1.2 m)

6.0260.010

easyCleanダイヤフラム、および内蔵Pt1000-温度センサー付きの複合pH 電極および固定式 ケーブル (1.2 m)。特に適しているのは以下のとおりです:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルでのpH測定および 滴定
- 高温時
- 長期測定

easyCleanダイヤフラムは、強度な汚れのサンプルの場合でも簡単に洗浄することができます。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

Pt1000付きUnitrode easyCleanについては、製品番号6.0260.020の固定ケーブル長2.0mも 入手可能です。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2308.040 Idrolyte (250 mL)



6.2323.000 Storage solution



6.2325.000 pHit kit



