



グripperフィンガー 43 ～ 65 mm

6.02601.010

外径が 43 ～ 65 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグripperフィンガー。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.01400.200	プラスチック (PP) 製サンプルビーカー 120 mL、20 個
-------------	-----------------------------------

プラスチック (ポリプロピレン、PP) 製サンプルビーカー 120 mL、
OMNIS サンプルラック 602041030に適合、20 個。



6.05700.000 消耗品キット OMNIS グリッパー

OMNIS Sample Robot のグリッパーフィンガーの交換用スライドスリーブおよびゴム製グリッパーフィンガー、各4つ。



6.01400.000 透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、10 個。

透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、OMNIS サンプルラック 602041010 に適合、10 個。



6.01400.003 アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、10 個

アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、OMNIS サンプルラック 602041010 に適合、10 個。



6.01400.300 透明ガラス製サンプルビーカー 120 mL、20 個

透明ガラス製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプルラック 602041030 に適合、20 個。



6.01400.303 アンバーガラス製サンプルビーカー 120 mL、20 個

アンバーガラス製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプルラック
602041030 に適合、20 個



6.01400.100 プラスチック (PP) 製サンプルビーカー 250 mL、10 個

プラスチック (ポリプロピレン、PP) 製サンプルビーカー 250 mL、
OMNIS サンプルラック 602041010に適合、10 個。

