



グripperフィンガー 50 ~72 mm

6.02601.020

外径が 50 ~72 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグripperフィンガー

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1459.310	プラスチック製 (PP) 使い捨てサンプルビーカー、200 mL、1000個
	プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) 使い捨てサンプルビーカー 200 mL、OMNIS サンプルラック 6.02041.020、サンプルラック 6.2041.370および6.2041.830に適合、1000個。



6.01400.000 透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、10 個。

透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、OMNIS サンプルラック
602041010 に適合、10 個。



6.01400.003 アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、10 個

アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、OMNIS サンプルラック
602041010 に適合、10 個。



6.01400.100 プラスチック (PP) 製サンプルビーカー 250 mL、10 個

プラスチック (ポリプロピレン、PP) 製サンプルビーカー 250 mL、
OMNIS サンプルラック 602041010に適合、10 個。



6.02064.020 サンプルビーカー 200 mL 用ビーカーリテーナー

OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガーにサンプル
ビーカー 200 mLを固定するためのビーカーリテーナー

